

## 1. 概要、用途

- ・ 循環用ポンプと2筒のモレキュラーシーブカラムで構成されたリーズナブルでコンパクトな装置。
- ・ モレキュラーシーブの交換も非常に簡単。
- ・ コンパクト設計のためグローブボックス用架台の下に収納可能。
- ・ 露点センサー取り付けポート接続可能。
- ・ 露点センサー、ハンディー表示器を追加する事により、グローブボックスの露点管理が容易。



## 2. 仕様

- |                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| ・ ガス循環用ポンプ                       | 1 台 |
| ・ モレキュラーシーブ(水分除去、有機溶媒除去)カラム      | 2 筒 |
| ・ 専用アルミフレーム筐体                    | 1 台 |
| ・ ポンプ振動 免震テーブル                   | 1 台 |
| ・ ヴァイサラ露点センサー専用ポート(オプション)        | 1 台 |
| ・ ヴァイサラ露点センサー、ハンディー表示器セット(オプション) | 1 式 |

## 3. オプション

- |                          |     |
|--------------------------|-----|
| ・ ヴァイサラ露点センサー専用ポート(盲栓付き) | 1 式 |
| ・ ヴァイサラ露点センサー            | 1 式 |
| ・ ヴァイサラハンディ表示器           | 1 式 |
| ・ 交換用モレキュラーシーブ           | 1 式 |

製造・販売元