

1.概要

- ・ 接液部分の材質はすべて耐薬品性に優れたテフロン製(液薬部を除く)
- ・ 試験槽容量は490ml、720ml、1000ml、1500mlの4種類
- ・ 液絡部材は多孔質セラミックス製
- ・ テフロン製ダブルジャンクション管、テフロン製銀塩化銀電極使用可能
- ・ 対極は表面積の広い白金メッシュ電極



2.構成

- ・ PFA試験槽 490ml、720ml、1000ml、1500ml (御選定ください)
- ・ PTFE蓋 導入管支持用バイトンOリング、テフロンホルダー付き
- ・ $\phi 6$ テフロンボールフィルター付入気管、排気管
- ・ テフロン被覆アルコール温度計 0~100°C
- ・ テフロン製ダブルジャンクション管付銀塩化銀電極 (参照電極別置き可納)
- ・ $\phi 6$ テフロン支持管付白金メッシュ対極 (サンプルサイズにより表面積変更)
- ・ $\phi 6$ テフロン支持管付 $\phi 1$ SUS試料極用電極 (サンプルホルダーへの変更可能)

3.オプション

- ・ $\phi 6$ 排気冷却管
(PFA蛇管タイプ、PFAストレート管冷却水循環タイプ、PFA蛇管冷却水循環タイプ)
- ・ オールテフロン上向きサンプルホルダー

製造・販売元