

1. 外 観



2. 概要、特徴

- ・ 縦長楕円形グローブ装着口の採用により、縦方向の作業性向上
- ・ グローブ装着口を斜めに設置したことにより、手前側の作業が無理なくらくらく
- ・ グローブ装着口の肉厚を50mmにしたことにより、ひじが置け長時間作業がらくらく
- ・ 装置電源、電流、電圧、信号線端子などの装備が可能です。(オプション)
- ・ ご使用目的、ご使用機器に合わせたカスタマイズ設計製作承ります。
- ・ 材質:透明アクリル; 10t

販売元